


Versione Italiana 

**SNAP® Leishmania**  
Lo SNAP Leishmania è un saggio immunoenzimatico per la ricerca degli anticorpi della *Leishmania infantum* (*L. infantum*) nel sangue intero, nel siero o nel plasma del cane.

**Precauzioni e avvertenze**

- Tutte le scorie vanno adeguatamente decontaminate prima dell'eliminazione.
- Non mischiare i componenti dei kit aventi lotti diversi.
- Non usare un dispositivo SNAP che sia stato attivato prima di inserirvi il campione.
- Fare riferimento alla scheda dati di sicurezza specifica del paese per l'identificazione dei pericoli regionali.

**Conservazione**

- Conservare a temperature comprese tra 2-8°C.
- I dispositivi SNAP e i reagenti possono essere conservati a temperatura ambiente (18-25°C) per 6 mesi o fino alla data di scadenza, a seconda di quale condizione si verifichi per prima.
- Se i dispositivi SNAP e i reagenti non sono tenuti a temperature comprese tra 2-8°C per un periodo di tempo superiore a 24 ore, possono essere conservati per 6 mesi o fino alla data di scadenza, a seconda di quale condizione si verifichi per prima. Se la data di durabilità di 6 mesi è anteriore alla data di scadenza, annotare la nuova data nell'apposito spazio presente sul kit.

**Componenti del kit**

Articolo	Reagente	Quantità
1	Coniugato anti- <i>Leishmania</i> : HRPO	1 x 7,0 ml
2	Dispositivo SNAP	10 o 30
<b>Reagenti contenuti in ciascun dispositivo:</b>		
Soluzione di lavaggio		0,4 ml
Soluzione di substrato		0,6 ml
Altri componenti: pipette di trasferimento, provette per campione e rastrelliera per reagenti		

**Coniugato** - H317/H412/P261/P272/P273/P280/P333+P313/P362+P364/P501: Può provocare una reazione allergica cutanea. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Evitare di respirare la nebbia/vapori. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti protettivi. In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Smaltire il prodotto/recipiente in ottemperanza alle norme locali/regionali/nazionali/internazionali.

**Soluzione di lavaggio** - H317/H319/H412/P261/P273/P280/P305+P351+P338/P333+P313/P362+P364: Può provocare una reazione allergica cutanea. Provocata, ma irritazione oculare. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Evitare di respirare la nebbia/vapori. Non disperdere nell'ambiente. Proteggere gli occhi. Indossare guanti protettivi. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

**ATTENZIONE**


**Informazioni sul campione**

- I campioni devono trovarsi a temperatura ambiente (18-25°C) prima di iniziare la procedura di analisi.
- Siero, plasma o sangue intero fluido per aggiunta di anticoagulante (per es. EDTA, eparina) possono essere impiegati freschi o conservati a temperature comprese tra 2-8°C per un periodo massimo di una settimana.
- Per poterli conservare più a lungo, siero o plasma possono essere congelati (-20°C o a temperatura inferiore), quindi devono essere centrifugati di nuovo prima del loro impiego.
- Campioni emolizzati o lipemici non pregiudicheranno i risultati.

**Procedura dei test**

- Se conservati in frigorifero, lasciare tutti i componenti a temperatura ambiente (18-25°C) per 30 minuti. **Non riscaldare.**
- Servendosi della pipetta, inserire **3 gocce di campione** in una provetta nuova.
- Tenendo il fiascone in posizione verticale, aggiungere **4 gocce di coniugato** alla provetta per campione.
- Incappucciare la provetta per campione e miscelare delicatamente il campione mediante **capovolgimento della provetta per 3-5 volte.**
- Collocare il dispositivo su una superficie piana. Trasferire tutto il contenuto della provetta nel pozzetto del campione, prestando attenzione a non far schizzare il contenuto fuori del pozzetto. Il campione fluisce attraverso la finestra dei risultati, raggiungendo il cerchio di attivazione in circa 30-60 secondi. Parte del campione potrebbe rimanere nel pozzetto del campione.

6. **APPENA** il colore appare nel cerchio di attivazione, premere con fermezza verso il basso l'attivatore fino a quando non resta il filo con il corpo del dispositivo.



**NOTA:** alcuni campioni potrebbero non fluire nel cerchio di attivazione entro 60 secondi, e quindi il cerchio potrebbe non cambiare colore. In questo caso, premere l'attivatore dopo che il campione è passato attraverso la finestra dei risultati.

7. Attendere **8 minuti**. Leggere il risultato.  
**NOTA:** il controllo positivo potrebbe svilupparsi prima, ma i risultati non sono completi prima che siano trascorsi **8 minuti**.

**Interpretazione dei risultati dell'analisi**

Per determinare i risultati dell'analisi, leggere le macchie di reazione nella finestra dei risultati. La colorazione dei spots-indicatori est proporzionelle à la concentration en anticorps de Leishmania de l'échantillon. Se nella macchia del controllo positivo non si sviluppa colore, ripetere l'analisi.

**Risultato negativo**  
Solo la macchia del controllo positivo sviluppa colore.

**Risultati non validi**


- Sfondo**  
Se il campione viene lasciato scorrere oltre il cerchio di attivazione, potrebbe generare un colore di sfondo. Un leggero colore di sfondo è normale. Tuttavia, se lo sfondo colorato oscura il risultato dell'analisi, ripetere l'analisi.

- Nessuno sviluppo di colore**  
Se il controllo positivo non sviluppa colore, ripetere l'analisi.


**Descrizione dei simboli**


	Usare entro		Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
	Codice del lotto (partita)		Consultare le istruzioni per l'uso
	Numero di serie		Diagnostico in vitro
	Limite di temperatura		Data di produzione
	Fabbricante		Numero di catalogo

Assistenza tecnica IDEXX  
USA/Canada: 1 800 248 2483 • [idexx.com](http://idexx.com)  
Australia: 1300 44 33 99 • [idexx.com.au](http://idexx.com.au)  
Europa: [idexx.eu](http://idexx.eu)



\*SNAP è un marchio di proprietà di, ed è registrato da, IDEXX Laboratories, Inc. o di suoi associate e partner negli Stati Uniti ed in altri Paesi. Informazioni sui brevetti: idexx.com/patents. © 2022 IDEXX Laboratories, Inc. Tutti i diritti sono riservati.



De Nederlandse Versie 

**SNAP® Leishmania**  
De Leishmania antistoffentestkit voor honden is een ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) analyse voor in-vitro detectie van *Leishmania infantum* (*L. infantum*) antistoften in heel bloed, serum, of plasma van honden.

**Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen**

- Alle afval dient behoorlijk ontsmet te worden alvorens het wordt afgevoerd.
- Geen onderdelen van kits met verschillende partijnummers door elkaar gebruiken.
- Geen SNAP-instrument gebruiken dat gaachveerd is voordat een monster werd toegevoegd.
- Raadpleeg het landspecifieke veiligheidsinformatieblad voor de identificatie van regionale gevaren.

**Opslag**

- Bewaren bij 2-8°C.
- SNAP-instrumenten en reagentia kunnen 6 maanden of tot de gedrukte uiterste gebruiksdatum (de vroegeite van de twee) bij een kamertemperatuur van (18-25°C) worden bewaard.
- Nadat SNAP-instrumenten en reagentia langer dan 24 uur uit 2-8°C verwijderd zijn, is de uiterste gebruiksdatum de vroegeite van de twee volgende datums: 6 maanden of de gedrukte uiterste gebruiksdatum. Als de 6 maanden vervaldatum eerder is dan de gedrukte uiterste gebruiksdatum, dient.

**Kitonderdelen**

Artikel	Reagens	Hoeveelheid
1	Anti- <i>Leishmania</i> : HRPO-conjugaat	1 x 7,0 ml
2	SNAP-test	10 of 30
<b>Reagentia in elk instrument:</b>		
Spoelvoelstof		0,4 ml
Substraatvoelstof		0,6 ml
<b>Overige onderdelen:</b> transferpipetten, buisjes en reagensrek		

**Conjugaat** - H317/H412/P261/P272/P273/P280/P333+P313/P362+P364/P501: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Inademing van nevel/dampen vermijden. Verontreinigde werkkleding mag de werkkruimte niet verlaten. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen dragen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Inhoud/verpakking alvorens overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

**Spoelvoelstof** - H317/H319/H412/P261/P273/P280/P305+P351+P338/P333+P313/P362+P364: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Inademing van nevel/dampen vermijden. Voorkom lozing in het milieu. Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. Beschermende handschoenen dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruik

**WAARSCHUWING**

**Monsterinformatie**

- Monsters moeten op kamertemperatuur (18-25°C) zijn voordat met de testprocedure wordt begonnen.
- Er kan serum, plasma of ontstold vol bloed (bv., EDTA, heparine) worden gebruikt, hetzij vers of maximaal één week oud indien bij 2-8°C bewaard.
- Voor langere bewaring kunnen serum en plasma worden bevoren (-20°C of kouder), maar dient de serum of plasma opnieuw te worden geïncubéerend voor gebruik.
- Gehemolyseerde of lipemische monsters hebben geen invloed op de resultaten.

**Testprocedure**

- Laat alle onderdelen 30 minuten bij kamertemperatuur (18-25°C) equilibreren indien ze in de koelkast zijn bewaard. **Niet verwarmen.**
- Met de meegeleverde pipet **3 druppels monster** in een nieuw monsterbuisje doseren.
- Tenwijl u het flesje verticaal houdt **4 druppels conjugaat** aan het buisje toevoegen.
- De dop op het monsterbuisje drukken en de inhoud grondig mengen **door het buisje 3-5 keer om te draaien.**
- Het instrument op een horizontaal oppervlak zetten. De hele inhoud van het monsterbuisje aan de monsterholte toevoegen, waarbij u ervoor oppast dat u de inhoud ervan niet buiten de monsterholte laat spatten. Het monster stroomt langs het resultaatvenster en bereikt de activeercirkel na ongeveer 30-60 seconden. Er kan wat monster in de monsterholte achterblijven.
- ZODRA de kleur in de cirkel verschijnt, de Activator stevig indrukken tot deze niet meer boven het toestelloppervlak uitsteekt.
  - NB:** Sommige monsters stromen niet binnen 60 seconden naar de activeercirkel en het kan dus zijn dat er geen kleur in de cirkel verschijnt. In dat geval op de activator drukken nadat het monster door het resultaatvenster is gestroomd.
- De testresultaten na **8 minuten** aflezen.
  - NB:** de positieve controle kan sneller ontwikkelen, maar de resultaten zijn pas na **8 minuten** definitief.

**Interpreteren van de testresultaten**

Om het testresultaat vast te stellen de reactiestippen in het resultaatvenster aflezen. Kleurontwikkeling in de monsterstip is in verhouding tot de concentratie van *Leishmania*-antistoffen in het monster. Als er zich geen kleur ontwikkelt in de positieve controle, dient u de test te herhalen.

**Negatief resultaat**  
Er ontwikkelt zich alleen kleur in de positieve controle.

**Positief resultaat**  
Er ontwikkelt zich kleur in de positieve controlestip en de *Leishmania*-monsterstip.


**Ongeldige resultaten**

- Achtergrond**  
Als u het monster voorbij de activeercirkel laat stromen, kan er achtergrondkleur ontstaan. Een beetje achtergrondkleur is normaal. Als de gekleurde achtergrond echter het testresultaat onduidelijk maakt, dient u de test te herhalen.
- Geen kleurontwikkeling**  
Als de positieve controle geen kleur ontwikkelt, dient u de test te herhalen.


**Symbolomschrijvingen**


	Houdbaar tot		Beweegde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap
	Batch Code (Lotto)		Raadpleeg handleiding vóór gebruik
	Serienummer		Voor in-vitrodiagnostiek
	Temperatuurgrenzen		Datum van vervaardiging
	Fabrikant		Catalogusnummer

IDEXX Technische ondersteuning  
VS/Canada: 1 800 248 2483 • [idexx.com](http://idexx.com)  
Australia: 1300 44 33 99 • [idexx.com.au](http://idexx.com.au)  
Europa: [idexx.eu](http://idexx.eu)



\*SNAP is een merknaam of geregistreerd merk van IDEXX Laboratories, Inc. of haar filialen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Patentinformatie: idexx.com/patents. © 2022 IDEXX Laboratories, Inc. Alle rechten voorbehouden.



Česká verze 

**SNAP® Leishmania**  
Testovací souprava pro testování protilátek proti Leishmanii u psů je test typu ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) a slouží k detekci protilátek *Leishmania infantum* (*L. infantum*) in vitro v plné krvi, séru nebo plazmě psů.

**Bezpečnostní opatření a upozornění**

- Všechny odpady je nutné před odstraněním řádně dekontaminovat.
- Nemíchejte součásti z různých výrobních šarží testovacích souprav.
- Nepoužívejte SNAP-test, který byl aktivován před přidáním vzorku.
- Oblastní identifikaci nebezpečí naleznete v bezpečnostním listu jednotlivých zemí.

**Uchovávaní**

- Skládajte při teplotě 2-8°C až do data expirace.
- SNAP test a reagentie mohou být skladovány při pokojové teplotě 18-25°C po dobu 6 měsíců nebo do data expirace podle toho, která doba je kratší.
- Jakmile jsou SNAP-testy a reagentie přemístěny mimo teplotu 2-8°C na dobu delší než 24 hodin, je doba použitelnosti 6 měsíců, nebo se doba použitelnosti dříve podle informace uvedené na štítku soupravy, podle toho, která doba je kratší. Je-li 6 měsíční datum expirace kratší, než je doba uvedená na štítku, poznamenajte nové datum na místě k tomu určeném na testovací soupravě.

**Součásti soupravy**

Součást	Reagencie	Množství
1	Anti- <i>Leishmania</i> :Konjugát HRPO	1 x 7,0 ml
2	SNAP test	10 nebo 30
<b>Reagencie obsažené v každé soupravě (SNAP):</b>		
Promývací roztok		0,4 ml
Substrátový roztok		0,6 ml
<b>Další součásti soupravy:</b> pipety, zkumavky na vzorky a stojánek na reagentie		

**Konjugát** - H317/H412/P261/P272/P273/P280/P333+P313/P362+P364/P501: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zamezte vdechování mlhy/pár. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. Zamezte vdechování mlhy/pár. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Kontaminovaný oděv vsákněte a před opětovným použitím ho vyperte. Odstraňte obsah obal podle místních/regiónálních/státních/mezinárodních předpisů.

**Promývací roztok** - H317/H319/H412/P261/P273/P280/P305+P351+P338/P333+P313/P362+P364: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zamezte vdechování mlhy/pár. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/ochranný štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhleďte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv vsákněte a před opětovným použitím ho vyperte.


**VAROVÁNÍ**

**Informace o vzorku**

- Vzorky musejí mít před zahájením testu pokojovou teplotu (18-25°C).
- V tomto testu se může použít sérum, plazma nebo nesrážlivá plná krv (např. EDTA, heparin) psa. Vzorky mohou být čerstvé nebo skladované při teplotě 2-8°C po dobu až jednoho týdne.
- Pro delší skladování séra nebo plazmy je nutno vzorky zmrazovat (-20°C nebo nižší) a před použitím je znovu odstředit.
- Hemolyzované nebo lipemické vzorky nemají vliv na výsledky.

**Postup testování**

- Před zahájením testu temperujte všechny složky na pokojovou teplotu 18-25°C po dobu 30 minut. **Nezahřívati!**
- Pomocí dodané pipety dejte ze svíslé polohy **3 kapky vzorku** do nové zkumavky na vzorek.
- Ze svíslé držené lahvičky přidejte do stejné zkumavky na vzorky **4 kapek konjugátu**.
- Uzavřete zkumavku na vzorky krytkou a řádně promíchejte tím, že ji **3-5krát převrátíte**.
- Položte SNAP-test na vodorovnou podložku. Opatrně přidejte celý obsah zkumavky se vzorkem do testovací jamky tak, aby nedošlo k potřísnění okolí jamky. Testovaná tekutina bude vzlnit výsledkovým okénkem a během 30-60 vteřin dojde k aktivnímu kroužku. Je možné, že malý zbytek vzorku zůstane v jamce na vzorek.
- Jakmile se **POPRVÉ** objeví v aktivčním kroužku zbarvení, zatlačte pevně aktivátor tak, aby správně licoval s okrajem SNAP-testu.



**POZNÁMKA:** Některé vzorky nedocíhnou během 60 vteřin k aktivnímu kroužku a kroužek se nezbarví. V tomto případě stlačte aktivátor, jakmile protéká vzorek okénkem odtětu výsledku.

7. Za **8 minut** odečtete výsledek testu.  
**POZNÁMKA:** Pozitivní kontrola se může zbarvit dříve, ale test je plnohodnotný teprve po **8 minutách**.

**Interpretace výsledku testu**

Výsledky testu se stanoví odečtením reálných teček ve výsledkovém okénku. Zbarvení detekčního terčku je úměrné koncentraci protilátek specifických pro *Leishmania* ve vzorku. Pokud nevznikne barevná reakce v místě pozitivní kontroly, je třeba test zopakovat.

**Negativní výsledek**  
Zbarví se pouze pozitivní kontrola.

**Positivní výsledek**  
Zbarví se pozitivní kontrola a detekční teček.

**Neplatné výsledky**

- Pozadí**  
Když vzorek projde přes aktivční kroužek, může vzniknout barevná reakce na pozadí. Slabší barevná reakce pozadí je normální. Pokud však ruší barevné pozadí výsledek testu, je nutno test opakovat.
- Bez vytvoření barevné reakce**  
Nedojde-li k vytvoření barevné reakce na místě pozitivní kontroly, je nutno test opakovat.


**Popis symbolů**


	Datum použitelnosti		Pověřený zástupce v Evropském společenství
	Číslo šarže (výrobní dávky)		Nahlédněte do návodu k použití
	Výrobní číslo		Diagnostika in-vitro
	Teplotní omezení		Datum výroby
	Výrobce		Katalogové číslo

Technická podpora IDEXX  
Česká republika: 239.018.034 • [www.idexx.eu/czech](http://www.idexx.eu/czech)



\*SNAP is een merknaam of geregistreerd merk van IDEXX Laboratories, Inc. of haar filialen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Patentinformatie: idexx.com/patents. © 2022 IDEXX Laboratories, Inc. Alle rechten voorbehouden.



Slovenská verzia 

**SNAP® Leishmania**  
Testovací súprava na detekciu protilátok na parazita *Leishmania* u psov je test imunoenzymatickej reakcie na in vitro detekciu protilátok na parazita *Leishmania infantum* (*L. infantum*) v plnej krvi, sére alebo plazme psů.

**Bezpečnostné opatrenia a varovania**

- Všetky odpady je potrebné pred odstránením príslušne dekontaminovať.
- Nemiešajte súčasti z rôznych výrobných šarží testovacích súprav.
- Nepoužívajte SNAP-tester, ktorý bol aktivovaný pred pridaním vzorky.
- Identifikáciu regionálneho nebezpečenstva nájdete v karte bezpečnostných údajov pre danú krajinu.

**Ukladanie**

- Uchovávajúte pri teplote 2-8°C až do ukončenia doby použiteľnosti.
- SNAP tester a reagentie môžu byť uchovávané pri izbovej teplote 18-25°C počas 6 mesiacov alebo do ukončenia doby použiteľnosti, podľa toho, ktorá doba je kratšia.
- Akonáhle sú SNAP-tester a reagentie premiestnené mimo teplotu 2-8°C na dobu dlhšiu ako 24 hodín, je doba použiteľnosti 6 mesiacov alebo sa doba použiteľnosti riadi podľa informácie uvedenej na štítku súpravy, podľa toho, ktorá doba je kratšia. Ak je 6-mesačný dátum expirácie kratší ako je doba uvedená na štítku, poznamenajte nový dátum na mieste k tomu určeném na testovacej súprave.

**Súčasti testovacej súpravy**

Súčasť	Reagencia	Množstvo
1	Anti- <i>Leishmania</i> : konjugát HRPO	1 x 7,0 ml
2	SNAP test	10 alebo 30
<b>Reagentie, ktoré sú súčasťou každého zariadenia:</b>		
Promývací roztok		0,4 ml
Substrátový roztok		0,6 ml
<b>Dalšie komponenty:</b> zriedovacie pipety, skúmavky na vzorky a stojan na reagentie		

**Konjugát** - H317/H412/P261/P272/P273/P280/P333+P313/P362+P364/P501: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte vdechování mlhy/pár. Je zakázané vničit kontaminovaný pracovní oděv z pracoviště. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Noste ochranné rukavice. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvorí vyrážka: vyhľadajte lekársku pomoc/štatistickú. Kontaminovaný oděv vsákněte a před dalším použitím vyperte. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regiónálnymi/národnými/mezinárodnými predpismi.

**Promývací roztok** - H317/H319/H412/P261/P273/P280/P305+P351+P338/P333+P313/P362+P364: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Spůsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte vdechování mlhy/pár. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Noste ochranné rukavice/ochranné brýle/ochrannou tlamu. PO ZASAŽENÍ OČÍ: Několiko minut ich opatrně vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvorila vyrážka: vyhľadajte lekársku pomoc/štatistickú. Kontaminovaný oděv vsákněte a před dalším použitím vyperte.


**POZOR**

**Informácie o vzorku**

- Vzorky musia mať pred vykonaním testu izbovú teplotu (18-25°C).
- V tomto teste sa môže použiť sérum, plazma alebo nesrážlivá plná krv (napr. EDTA, heparín) psa. Vzorky môžu byť čerstvé alebo uchovávané pri teplote 2-8°C počas až jedného týždňa.
- Na dlhšie uchovávanie séra alebo plazmy je potrebné vzorky zmrazovať (-20°C alebo nižšie) a pred použitím ich znova odstrediť.
- Hemolyzované alebo lipemické vzorky nebudú mať vplyv na výsledky.

**Postup testovania**

- Pred začatím testu temperujte všetky zložky na izbovú teplotu 18-25°C počas 30 minút. **Nezahrievati!**
- Pomocí dodané pipety dejte ze svíslé polohy **3 kapky vzorku** do nové zkumavky na vzorek.
- Do skúmavky na vzorky pridajte **4 kvapiek konjugátu**, pričom fľaštičku držte v zvislej polohe.
- Skúmavku na vzorky utesnite uzáverom a obsah **prevrátnim 3- až 5-krát dôkladne premiešajte**.
- Položte SNAP-tester na vodorovnú podložku. Opatrne pridajte celý obsah skúmavky so vzorkou do testovacej jamky tak, aby nedošlo k poliatiu okolia jamky. Testovaná tekutina bude vzlniť výsledkovým okénkom a v priebehu 30 - 60 sekúnd dôjde k aktívnemu kroužku. Je možné, že malý zvyšok vzorky zostane v jamke na vzorku.
- AKONÁHLÉ** sa farba objaví v aktivačnom kroužku, aktivátor pevne stlačte, tak aby bol v jednej rovine s telom zariadenia.



**POZNÁMKA:** Některé vzorky nemusia v priebehu 60 sekúnd pretiecť až k aktivačnému kroužku, a preto sa kroužok nemusí zafarbiť. V takom prípade stlačte aktivátor až potom, keď vzorka pretече cez výsledkové okienko.

7. Po **8 minútach** môžete odčítať výsledok testu.  
**POZNÁMKA:** Políčko pozitívnej kontroly sa môže zafarbiť skôr,